



# SOWIP

## & SAFE LOTION

### LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS ET SURFACES À IMPRÉGNER

# SOWIP

- ▶ **Concept spécialement développé pour assurer la désinfection des mains et des surfaces.**
- ▶ **Seau rechargeable de lingettes désinfectantes qui combine une lingette en cellulose et polypropylène (20 x 20 cm) avec la SAFE LOTION lotion désinfectante mains et surfaces.**
- ▶ **Sans rinçage, peut s'utiliser sans eau.**
- ▶ **Economique : 2,5 à 3 L de SAFE LOTION suffisent à préparer 1000 lingettes par recharge.**
- ▶ **Facile d'emploi: il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.**
- ▶ **Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté).**
- ▶ **Levuricide sur *Candida albicans* selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté).**
- ▶ **Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de propreté).**

#### APPLICATION

Ouvrir le seau et verser la SAFE LOTION. Pour bien imprégner les lingettes il faut de 2,5 à 3 L environ. Déposer la bobine dans le seau. Laisser les lingettes s'imbibent 30 minutes. Ouvrir l'opercule du couvercle. Tirer la lingette du milieu et l'insérer dans l'opercule. Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés. Les lingettes sont prêtes !



- Désinfection des mains : prélever une lingette. Se frotter les mains selon le temps indiqué par la norme. Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles puis les poignets. Ne pas rincer.
- Désinfection des surfaces : appliquer sur le support à désinfecter, laisser sécher ou essuyer après un temps de contact d'une minute.

Refermer l'opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du produit.

#### CARACTERISTIQUES

Dimensions du seau : 26,5 cm (hauteur) x 27 cm (diamètre)  
SAFE LOTION  
Aspect : liquide limpide incolore.  
Point éclair : < 23°C.  
Densité : 0,88 environ.  
Substance active : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) à 700 g/kg.  
TP01, TP02 et TP04.  
LINGETTES  
Bobine de 1000 formats de 20 x 20 cm, 25 g/m<sup>2</sup>.  
Seau 10 L en polypropylène (PP) avec opercule sur le couvercle.

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Rincer à l'eau claire les surfaces en contact avec les aliments. Se référer aux précautions d'emploi sur l'emballage. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE3069-0920

POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : Pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

