




BLUE WIPES

DSR AGRO 200

**LINGETTES DESINFECTANTES DE SURFACE SANS RINÇAGE
UTILISABLES EN MILIEU ALIMENTAIRE - PRÊTES À L'EMPLOI**



- ▶ **Concept spécialement développé pour la désinfection de surfaces, mobiliers et matériels sans rinçage.**
- ▶ **Baril de lingettes désinfectantes qui combine une lingette en cellulose et polypropylène (20 x 20cm) avec le DSR AGRO (désinfectant de surface sans rinçage).**
- ▶ **Sans rinçage, peut s'utiliser sans eau.**
- ▶ **Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.**
- ▶ **Large spectre d'activité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.**
- ▶ **Bactéricidie : EN 1276 sur les souches *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* et sur les souches additionnelles : *Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurium* (1 min, 20 °C, conditions de propreté), EN 13727 (1 min, 20 °C, conditions de propreté), EN 13697 (5 min, 20 °C, conditions de propreté).**
- ▶ **Levuricide : EN 1650, EN 13697, EN 13624 (30 sec, 20 °C, en conditions de propreté).**
- ▶ **Fongicide : EN 1650, EN 13697 (15 min, 20 °C, en conditions de propreté).**
- ▶ **Virucidie : EN 14476 sur Adenovirus type 5, Norovirus et Coronavirus humain HCoV 229E (30 sec).**
- ▶ **Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.**

Permet la désinfection des surfaces, plans de travail, petits matériels (matériel de découpe, couteaux, hachoirs, tables en bois, matériel de conservation, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, caisses, matériel de conditionnement, plats, moules,...) et mobiliers (restauration, cuisines centrales, collectivités, milieu médical et paramédical), locaux de préparation, locaux et matériel de stockage, matériel de transport de nourriture,...).

UTILISATEURS

Industries agroalimentaires, restaurants, cantines scolaires, collectivités, salles de sport, transports en commun, services sociaux, établissements et professions de santé, professionnels et laboratoires de cosmétologie et pharmacie, etc...

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Point éclair : < 23 °C.

Densité : 0,88 environ.

Substance active : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) à 700 g/kg.

Produit biocide TP2 et TP4.

LINGETTES :

- Bobine de 200 formats de 20x20 cm, 25g/m²*
- Baril de 2L en polyéthylène (PE) avec opercule sur le couvercle.

APPLICATION

Ouvrir l'opercule du baril. Tirer la lingette du milieu et l'insérer dans l'opercule. Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés.

Désinfection des surfaces : appliquer sur le support à désinfecter, laisser sécher ou essuyer après un temps de contact suivant l'effet recherché.

Refermer l'opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Le produit et son emballage doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets.

Utiliser les lingettes dans le mois après ouverture.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D3130-0521

**POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

